

# OMNIDENT

- Verwendete Symbole -  
- Used symbols -

Nach EN ISO 15223-1

According to EN ISO 15223-1

Symbol / Symbol	Beschreibung	Description
	Nicht zur Wiederverwendung / Nur zum Einmalgebrauch	Not for re-use / For single use only
	Verwendbar bis	Use by
	Chargenbezeichnung / Chargen-Nummer	Batch code / LOT-number
<b>SN</b>	Seriennummer	Serial-number
	Herstellungsdatum	Date of manufacturing
	Steril	Sterile
	Sterilisation mit Ethylenoxid	Sterilisation with ethylene oxide
<b>REF</b>	Bestellnummer	Order number
	Achtung, Begleitdokumente beachten/ Gebrauchsanweisung beachten	Attention, see accompanying documents/ Details, see directions for use
	Hersteller	Manufacturer
	Obere Temperaturbegrenzung	Upper temperature limit
	Untere Temperaturbegrenzung	Lower temperature limit
	Temperaturbegrenzung	Temperature limit

Sonstige Symbole

Other symbols

Symbol / Symbol	Beschreibung	Description
	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen	Protect against direct insolation